

Nur für Forschungszwecke

# RCOR1-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55174-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
55174-1-AP

Größe:  
150ul

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

GenBank-Zugangsnummer:  
NM\_015156

GeneID (NCBI):  
23186

Vollständiger Name:  
REST corepressor 1

Berechnete Masse:  
53 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:500-1:1000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IP,ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus

Positivkontrollen:

IP: Maushirngewebe,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

