

Nur für Forschungszwecke

CHD8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 55241-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55241-1-AP

GenBank-Zugangsnummer:

NM_020920

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 67 µg/ml durch 57680

GeneID (NCBI):

57680

die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Vollständiger Name:

chromodomain helicase DNA binding

Wirt:

Kaninchen

protein 8

Berechnete Masse:

291 kDa

Isotyp:

IgG

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

