

Nur für Forschungszwecke

MAP4K2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55244-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
55244-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 467 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004579

GeneID (NCBI):
5871

Vollständiger Name:
mitogen-activated protein kinase
kinase kinase kinase 2

Berechnete Masse:
92 kDa

Beobachtete Masse:
85-91 kDa, 58 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, humanes Hirngewebe, Raji-Zellen

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Lungenkarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

MAP4K2, also named as GCK and RAB8IP, belongs to the protein kinase superfamily, STE Ser/Thr protein kinase family and STE20 subfamily. It enhances MAP3K1 oligomerization, which may relieve amino-terminal mediated MAP3K1 autoinhibition and lead to activation following autophosphorylation. MAP4K2 may play a role in the regulation of vesicle targeting or fusion. This antibody is specific to MAP4K2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55244-1-AP (MAP4K2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 55244-1-AP (MAP4K2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 55244-1-AP (MAP4K2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).