

Nur für Forschungszwecke

CTAGE5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55279-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 55279-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_005930	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 100 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 4253	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: CTAGE family, member 5	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 92 kDa	
	Beobachtete Masse: 100-110 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB,ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB : humanes Hodengewebe, humanes Hirngewebe IHC : humanes Prostatakarzinomgewebe,

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

CTAGE5, also named as MEA11, MEA6, MGEA11 and MGEA6, belongs to the cTAGE family. It is a tumor-associated antigen. This antibody is specific to CTAGE5. It can recognize all the isoforms except isoform 5B.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 55279-1-AP (CTAGE5 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 55279-1-AP (CTAGE5 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55279-1-AP (CTAGE5 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.