

Nur für Forschungszwecke

MUC4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55343-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
55343-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 147 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004532

GeneID (NCBI):
4585

Vollständiger Name:
mucin 4, cell surface associated

Berechnete Masse:
232 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

MUC4, also named as HSA276359, ASGP, MUC-4, testis mucin and mucin-4 is a high molecular weight transmembrane mucin that is overexpressed in many carcinomas and is a risk factor associated with a poor prognosis. MUC4 have a key role in the progression of pancreatic cancer. MUC4 helps in the docking of tumor cells on the endothelial surface. This antibody is specific to MUC4.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

