

Nur für Forschungszwecke

# DYNC2H1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 55473-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55473-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 220 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_001080463

GeneID (NCBI):

79659

Vollständiger Name:

dynein, cytoplasmic 2, heavy chain 1

Berechnete Masse:

493 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Laura Vuolo

Pubmed ID

30320547

Journal

Elife

Anwendung

IF

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

