

Nur für Forschungszwecke

# FGFR2 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60106-1-Ig



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 60106-1-Ig	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC039243	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 2400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 2263	<b>CloneNo.:</b> 5E1D5
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> fibroblast growth factor receptor 2	
<b>Isotyp:</b> IgG2b	<b>Berechnete Masse:</b> 709 aa, 79 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG3701	<b>Beobachtete Masse:</b> 130 kDa	

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
ELISA

**Getestete Reaktivität:**  
Human, Maus

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

