

Nur für Forschungszwecke

DISC1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 60109-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

60109-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG2a

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001012959

GeneID (NCBI):

27185

Vollständiger Name:

disrupted in schizophrenia 1

Berechnete Masse:

94 kDa

Beobachtete Masse:

80 kDa

Reinigungsmethode:

Caprylsäure/Ammoniumsulfat-
Präzipitation

CloneNo.:

5C7F7

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Disrupted-in-schizophrenia 1 (DISC1) is a genetic susceptibility factor for schizophrenia and related severe psychiatric conditions, with several translation isoforms. DISC1 isoforms have distinct developmental patterns of expression. This antibody binds both short and long isoforms of DISC1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS with 0.1% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 60109-1-Ig (DISC1 antibody) at dilution of 1:200 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 60109-1-Ig (DISC1 Antibody) at dilution of 1:50 under 40x lens.