

Nur für Forschungszwecke

# CLCA2 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60118-2-Ig



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

60118-2-Ig

Größe:

150ul

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG2b

Immunogen Katalognummer:

AG5914

GenBank-Zugangsnummer:

BC041096

GeneID (NCBI):

9635

Vollständiger Name:

chloride channel accessory 2

Berechnete Masse:

104 kDa

Reinigungsmethode:

Caprylsäure/Ammoniumsulfat-  
Präzipitation

CloneNo.:

4E11B8

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

