

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

60137-2-Ig

Größe:

150ul

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

GenBank-Zugangsnummer:

BC068476

GeneID (NCBI):

8650

Vollständiger Name:

numb homolog (Drosophila)

Berechnete Masse:

71 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1A8A1

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

NUMB, also named as S171, plays a role in the determination of cell fates during development. It is a membrane-bound protein that has been shown to associate with EPS15, LNX1, and NOTCH1. The degradation of NUMB is induced in a proteasome-dependent manner by MDM2. Four transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The antibody can bind to all these four isoforms P65, P66, P71 and P72, can't recognize the NUMBL.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

