

Nur für Forschungszwecke

GSTO1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60150-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 60150-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC000127	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 9446	CloneNo.: 1E3E9
Wirt: Maus	Vollständiger Name: glutathione S-transferase omega 1	
Isotyp: IgM	Berechnete Masse: 28 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG7199		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA
Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

