

Nur für Forschungszwecke

# Galectin 3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60207-2-Ig



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 60207-2-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC001120	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 3958	CloneNo.: 3H10B6
Wirt: Maus	Vollständiger Name: lectin, galactoside-binding, soluble, 3	
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 26 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG6753		

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA  
Getestete Reaktivität:  
Human, Maus

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

