

Nur für Forschungszwecke

phospho(409/410)-TDP43 Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:60218-1-Ig

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
60218-1-Ig

Größe:
150ul , Konzentration: 600 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgM

GenBank-Zugangsnummer:
NM_007375

GeneID (NCBI):
23435

Vollständiger Name:
TAR DNA binding protein

Berechnete Masse:
43 kDa

Reinigungsmethode:
Caprylsäure/Ammoniumsulfat-
Präzipitation

CloneNo.:
1E9A12

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

