

Nur für Forschungszwecke

SMMHC Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60222-2-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 60222-2-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC101677	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 4629	CloneNo.: 1F10C12
Wirt: Maus	Vollständiger Name: myosin, heavy chain 11, smooth muscle	
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 1938 aa, 224 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG13397		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

SMMHC (smooth muscle myosin heavy chain; MYH11) is a contractile protein of smooth muscle cells. It is specifically expressed in cells derived from smooth muscle lineages. SMMHC is used as vascular smooth muscle cell (vSMC) contractile marker. It is also an excellent marker for myoepithelial cells, with no or few cross-reaction with myofibroblasts, thus very useful in the evaluation of stromal invasion.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

