

Nur für Forschungszwecke

# Podoplanin Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60275-1-Ig



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

60275-1-Ig

Größe:

150ul , Konzentration: 2000 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG2201

GenBank-Zugangsnummer:

BC022812

GeneID (NCBI):

10630

Vollständiger Name:

podoplanin

Berechnete Masse:

17 kDa, 25 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1F2A9

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

