

Nur für Forschungszwecke

Alpha synuclein Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:60285-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
60285-1-Ig

Größe:
150ul, Konzentration: 747 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgG1

Immunogen Katalognummer:
AG1285

GenBank-Zugangsnummer:
BC013293

GeneID (NCBI):
6622

Vollständiger Name:
synuclein, alpha (non A4 component
of amyloid precursor)

Berechnete Masse:
14 kDa

Beobachtete Masse:
18-20 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-G-Reinigung

CloneNo.:
1B8A5

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

