

Nur für Forschungszwecke

BSA Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 60302-1-Ig **1 Publikationen**



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 60302-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: GeneID (NCBI): 280717	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1800 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	Vollständiger Name: bovine serum albumin	CloneNo.: 7C6B5
Wirt: Maus	Beobachtete Masse: 66 kDa	
Isotyp: IgG1		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Rind

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

