

Nur für Forschungszwecke

CXCR3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:65008-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
65008-1-Ig

Größe:
150µl, 1333 µg/ml

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgG1

GenBank-Zugangsnummer:
AF469635

GeneID (NCBI):
2833

Vollständiger Name:
chemokine (C-X-C motif) receptor 3

Berechnete Masse:
46 kDa

Beobachtete Masse:
35-40 kDa, 38 kDa, 43 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-G-Reinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei 2-8°C lagern.

Lagerungspuffer:
PBS with 0.1% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

