

Nur für Forschungszwecke

LPAM-1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 65101-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

65101-1-Ig

Größe:

100ug, 7.6 mg/ml

Wirt:

Ratte

Isotyp:

Rat IgG2a, kappa

GenBank-Zugangsnummer:

BC011184

GeneID (NCBI):

16421

Vollständiger Name:

integrin beta 7

Reinigungsmethode:

Affinitätsreinigung

CloneNo.:

DATK32

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

FC

Getestete Reaktivität:

Maus

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei 2-8°C lagern.

Lagerungspuffer:

Unkonwn

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

