

Nur für Forschungszwecke

# CD275 (B7-H2) Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:65114-1-Ig



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
65114-1-Ig

Größe:  
100ug,

Wirt:  
Ratte

Isotyp:  
Rat IgG2a, kappa

GenBank-Zugangsnummer:  
BC029227

GeneID (NCBI):  
50723

Vollständiger Name:  
icos ligand

Reinigungsmethode:  
Affinitätsreinigung

CloneNo.:  
HK5.3

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
FC

Getestete Reaktivität:  
Maus

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei 2-8°C lagern.  
Lagerungspuffer:  
Unkonwn

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

