

Nur für Forschungszwecke

CD68 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:65202-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
65202-1-Ig

Größe:
100ug,

Wirt:
Maus

Isotyp:
Mouse IgG1, kappa

GenBank-Zugangsnummer:
BC015557

GeneID (NCBI):
968

Vollständiger Name:
CD68 molecule

Berechnete Masse:
37 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-G-Reinigung

CloneNo.:
KP1

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei 2-8°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0,1% Natriumazid, pH 7,3.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

