

Nur für Forschungszwecke

TST Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:66018-2-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 66018-2-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC010148	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 447 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 7263	CloneNo.: 1D3D7
Wirt: Maus	Vollständiger Name: thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese)	
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 297 aa, 33 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG9235	Beobachtete Masse: 30-33 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

