

Nur für Forschungszwecke

Secretogranin III / SgIII Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 66029-1-Ig

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

66029-1-Ig

Größe:

150ul

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG17973

GenBank-Zugangsnummer:

BC014539

GeneID (NCBI):

29106

Vollständiger Name:

secretogranin III

Berechnete Masse:

53 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

4G6A11

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Secretogranin III (SCG3), a member of the granin protein family, is expressed specifically in neuronal and endocrine cells. SCG3 was synthesized as a 61- or 63-kDa protein and processed to a 48-kDa form which, in turn, was partially cleaved to fragments of 28 and 20 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66029-1-Ig (Secretogranin III / SgIII antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.