

PAX4 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 66064-1-Ig

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

66064-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:

BC074761

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 527 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

GeneID (NCBI):

5078

CloneNo.:

1B2C6

Wirt:

Maus

Vollständiger Name:

paired box 4

Berechnete Masse:

343 aa, 37 kDa

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG17007

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

PAX4, a paired-box transcription factor, is a key regulator of pancreatic islet cell growth and differentiation. Differentiation of endoderm-derived endocrine pancreas is mediated through PAX4 and PAX6. PAX4 may act as a PAX6 repressor due to the competition for binding sites and lower transactivation potential of Pax-4. PAX4 has the potential to function as a tumor suppressor in human melanoma.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

