

Nur für Forschungszwecke

# HRAS-Specific Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:66199-1-Ig



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
66199-1-Ig

Größe:  
150ul, Konzentration: 740 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Maus

Isotyp:  
IgG1

GenBank-Zugangsnummer:  
BC006499

GeneID (NCBI):  
3265

Vollständiger Name:  
v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral  
oncogene homolog

Berechnete Masse:  
21 kDa

Reinigungsmethode:  
Protein-G-Reinigung

CloneNo.:  
1B7E4

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IHC,ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

