

Nur für Forschungszwecke

Mouse IgG3 isotype control Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:66360-4-Ig

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
66360-4-Ig

Größe:
150ul , Konzentration: 1000 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgG3

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

1H4A5

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Megathura Crenulata

Positivkontrollen:

WB: ,

Hintergrundinformationen

This antibody is used as the isotype control of mouse IgG3. It can be used as the isotype control in Flow Cytometry, Immuno-Precipitation and other experiments. The immunogen of this antibody is Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66360-4-Ig (KLH antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.