

Nur für Forschungszwecke

# CD74 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 66390-1-Ig **1 Publikationen**



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 66390-1-Ig	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC018726	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 2000 µg/ml von 972 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 150972	<b>CloneNo.:</b> 2D8A1
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:1000-1:6000 IF 1:400-1:1600
<b>Isotyp:</b> IgG2a	<b>Berechnete Masse:</b> 34 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG25503	<b>Beobachtete Masse:</b> 33 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: Raji-Zellen, Daudi-Zellen, Ramos-Zellen IF: Raji-Zellen,
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jian Wu	34297096	Int Immunol	WB

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66390-1-Ig (CD74 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Raji cells using CD74 antibody (66390-1-Ig, Clone: 2D8A1) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).