

Nur für Forschungszwecke

NXN Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:66603-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 66603-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC009327	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 64359	CloneNo.: 2C6A4
Wirt: Maus	Vollständiger Name: nucleoredoxin	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500 IF 1:400-1:1600
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 435 aa, 48 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG9248	Beobachtete Masse: 48 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC : humanes Nierengewebe,
	IF : HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Nucleoredoxin (NRX/NXN), a relatively uncharacterized member of the TRX family protein, has recently been reported to regulate the Wnt/ β -catenin pathway, which itself regulates cell fate and early development, in a redox-dependent manner(PMID:17567240). Northern blot analysis detected several nucleoredoxin splice variants in adult mouse tissues, with highest expression in testis and skin and lowest expression in liver(PMID:9119370). It has 3 isoforms produced by alternative splicing. This antibody is specific to NXN.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using NXN antibody (66603-1-Ig, Clone: 2C6A4) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66603-1-Ig (NXN antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 66603-1-Ig (NXN antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 66603-1-Ig (NXN antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).