

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 66804-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: NM_001795	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 1300 µg/ml von1003 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): cadherin 5, type 2 (vascular endothelium)	CloneNo.: 4F9B10
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 88 kDa	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:100-1:400
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 125 kDa, 100 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG27501		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : humanes Plazenta-Gewebe,

IHC : humanes Mammakarzinomgewebe, humanes Plazenta-Gewebe, humanes Tonsillitisgewebe

Hintergrundinformationen

Cadherins are a family of transmembrane glycoproteins that mediate calcium-dependent cell-cell adhesion and play an important role in the maintenance of normal tissue architecture. Vascular endothelial cadherin (VE-cadherin), also known as Cadherin-5 (CDH5) or CD144, is a member of the type II classical cadherin family of cell adhesion proteins (PMID: 21269602). VE-cadherin is expressed specifically in endothelial cells and mediates homophilic adhesion in the vascular endothelium (PMID: 1522121; 8555485; 21269602). VE-cadherin plays a role in the organization of lateral endothelial junctions and in the control of permeability properties of vascular endothelium (PMID: 1522121). VE-cadherin has also been shown to be required for angiogenesis (PMID: 16473763; 18162609).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaoyi Zhang	36131066	Cancer Gene Ther	WB
Kexin Ma	32961493	Ecotoxicol Environ Saf	
Min Zhang	33173719	Adv Sci (Weinh)	

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66804-1-Ig (VE-cadherin antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 66804-1-Ig (VE-cadherin antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 66804-1-Ig (VE-cadherin antibody) at dilution of 1:400 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).