

Nur für Forschungszwecke

# TRIM45 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:66896-1-Ig



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 66896-1-Ig	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC034943	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-G-Reinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 1700 µg/ml von80263 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 80263	<b>CloneNo.:</b> 3A7H11
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> tripartite motif-containing 45	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:1000-1:6000
<b>Isotyp:</b> IgG1	<b>Berechnete Masse:</b> 562aa,62 kDa; 580aa,64 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG28300	<b>Beobachtete Masse:</b> 62-64 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB,ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66896-1-Ig (TRIM45 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.