

Nur für Forschungszwecke

# Poliovirus receptor Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 66913-1-Ig **1 Publikationen**

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 66913-1-Ig	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC015542	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 2300 µg/ml von 5817 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> poliovirus receptor	<b>CloneNo.:</b> 1F12A1
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Berechnete Masse:</b> 45 kDa	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:2000-1:10000
<b>Isotyp:</b> IgG1	<b>Beobachtete Masse:</b> 60-70 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG28303		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: U2OS-Zellen, A549-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, HT-1080.Zellen, HT-29-Zellen, K-562-Zellen, U-251-Zellen
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> ELISA	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	
<b>Zitierte Arten:</b> Human	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Keiichi Takizawa	36439984	iScience	ELISA

### Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66913-1-Ig (Poliovirus receptor antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.