

Nur für Forschungszwecke

NGF Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67036-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
67036-1-Ig

Größe:
150ul, Konzentration: 1000 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgG1

Immunogen Katalognummer:
AG14564

GenBank-Zugangsnummer:
BC032517

GeneID (NCBI):
4803

Vollständiger Name:
nerve growth factor (beta
polypeptide)

Berechnete Masse:
241 aa, 27 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-A-Reinigung

CloneNo.:
1C3B11

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

