

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67061-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG25447

GenBank-Zugangsnummer:

BC021134

GeneID (NCBI):

116840

Vollständiger Name:

centrobin, centrosomal BRCA2
interacting protein

Berechnete Masse:

903 aa, 101 kDa

Beobachtete Masse:

97 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

3D12A4

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000
IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Hausschwein, Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, Hausschwein-Hirngewebe,
humanes Hodengewebe, Rattenhirngewebe

IF : A431-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67061-1-Ig (CNTROB antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A431 cells using 67061-1-Ig (CNTROB antibody) at dilution of 1:100 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).