

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67128-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: NM_019112	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 2500 µg/ml von 10347 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): Vollständiger Name: ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 7	CloneNo.: 2E1A10 Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:50-1:500 IF 1:200-1:800
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 234 kDa	
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 250 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG27499		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Hausschwein, Human, Maus, Ratte	WB: Rattenhirngewebe, Hausschwein-Hirngewebe, Hausschwein-Thymusgewebe, Jurkat-Zellen, Maushirngewebe
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC: humanes Thymusgewebe, IF: humanes Tonsillitisgewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


Ausgewählte Validierungsdaten




rat brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67128-1-Ig (ABCA7 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thymus tissue slide using 67128-1-Ig (ABCA7 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using ABCA7 antibody (67128-1-Ig, Clone: 2E1A10) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using ABCA7 antibody (67128-1-Ig, Clone: 2E1A10) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).