

Nur für Forschungszwecke

RHOQ/TC10 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:67213-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67213-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC070485	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 23433	CloneNo.: 3B9C7
Wirt: Maus	Vollständiger Name: ras homolog gene family, member Q	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:8000-1:32000
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 205 aa, 23 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG12078	Beobachtete Masse: 20-23 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Hausschwein, Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, A549-Zellen, fetales humanes Hirngewebe, Hausschwein-Hirngewebe, Jurkat-Zellen, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe

IHC: Mauslebergewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67213-1-Ig (RHOQ/TC10 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 67213-1-Ig (RHOQ/TC10 antibody) at dilution of 1:16000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 67213-1-Ig (RHOQ/TC10 antibody) at dilution of 1:16000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).