

Allgemeine Informationen

| | | |
|---|--|--|
| Katalog-Nr.: 67278-1-Ig | GenBank-Zugangsnummer: BC027901 | Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung |
| Größe: 150ul , Konzentration: 2100 µg/ml von921 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard; | GeneID (NCBI): Vollständiger Name: CD5 molecule | CloneNo.: 4D12C10 |
| Wirt: Maus | Berechnete Masse: 495 aa, 55 kDa | Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:1000-1:4000 IF 1:200-1:800 |
| Isotyp: IgG2b | | |
| Immunogen Katalognummer: AG11065 | | |

Anwendungen

| | |
|---|--|
| Geprüfte Anwendungen: IF, IHC,ELISA | Positivkontrollen: IHC : humanes Tonsillitisgewebe, IF : humanes Tonsillitisgewebe, |
| Getestete Reaktivität: Human | |
| Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen. | |

Hintergrundinformationen

CD5 is a type I transmembrane glycoprotein of the scavenger receptor cysteine-rich family (PMID: 12403363). CD5 is expressed on a majority of thymocytes, mature T cells, B cell subsets, and peripheral blood dendritic cells (PMID: 9858516; 6156984; 10379049; 1384337). CD5 may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. It functions as a negative regulator of TCR signaling during thymocyte development (PMID: 7542801).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 67278-1-Ig (CD5 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 67278-1-Ig (CD5 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CD5 antibody (67278-1-Ig, Clone: 4D12C10) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CD5 antibody (67278-1-Ig, Clone: 4D12C10) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).