

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67426-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC005374	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 500 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 23071	CloneNo.: 3A2C1
Wirt: Maus	Vollständiger Name: endoplasmic reticulum protein 44	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 406 aa, 47 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG8818	Beobachtete Masse: 44-47 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	WB: HeLa-Zellen, 4T1-Zellen, HEK-293-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, NIH/3T3-Zellen
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC: humanes Mammakarzinomgewebe, humanes Leberkarzinomgewebe

Hintergrundinformationen


TXNDC4 is also named as KIAA0573, ERP44, PDIA10, ERp44 and belongs to the thioredoxin family (TRX). It may be involved in electron transport, protein folding, response to unfolded protein, glycoprotein metabolism, secretory pathway. It may have a role in the control of oxidative protein folding in the endoplasmic reticulum.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67426-1-Ig (ERP44 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 67426-1-Ig (ERP44 antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 67426-1-Ig (ERP44 antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).