

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67430-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC007711	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1900 µg/ml von 271 Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): Vollständiger Name: adenosine monophosphate deaminase 2 (isoform L)	CloneNo.: 2C4C1
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 879aa, 101 kDa; 798aa, 92 kDa	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:3000-1:20000 IHC 1:500-1:2000 IF 1:200-1:800
Isotyp: IgG2b	Beobachtete Masse: 101 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG8433		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	WB: HSC-T6 cells, 4T1-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, L02-Zellen, Neuro-2a-Zellen
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC: humanes Leberkarzinomgewebe,
	IF: HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Adenosine monophosphate deaminase (AMPD) catalyzes the deamination of AMP to IMP and plays an important role in the purine nucleotide cycle. Three AMPDs are present in mammals named AMPD1/2/3. AMPD2 is the main activity present in adult human liver and is widely expressed in non-muscle tissues and cells (PMID: 8526848). AMPD2 has some isoforms with the molecular mass of 88-101 kDa.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




HSC-T6 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67430-1-Ig (AMPD2 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67430-1-Ig (AMPD2 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67430-1-Ig (AMPD2 antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 67430-1-Ig (AMPD2 antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using AMPD2 antibody (67430-1-Ig, Clone: 2C4C1) at dilution of 1:400 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).