

Nur für Forschungszwecke

PGA5 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67848-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67848-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 2287 µg/ml von 5222

Nanodrop;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG11657

GenBank-Zugangsnummer:

BC029055

GeneID (NCBI):

von 5222

Vollständiger Name:

pepsinogen 5, group I (pepsinogen A)

Berechnete Masse:

388 aa, 42 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1C5E12

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67848-1-Ig (PGA5 antibody) at dilution of 1:700 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67848-1-Ig (PGA5 antibody) at dilution of 1:700 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).