

Nur für Forschungszwecke

KDM1B Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67886-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67886-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: NM_001364614	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 221656	GeneID (NCBI): 221656	CloneNo.: 1E1A3
Nanodrop;	Vollständiger Name: amine oxidase (flavin containing) domain 1	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 92 kDa	
Isotyp: IgG2b	Beobachtete Masse: 92 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG30672		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HCT 116-Zellen, A549-Zellen, C6-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, NIH/3T3-Zellen
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HCT 116 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67886-1-Ig (KDM1B antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1X10⁶ SW 990 cells were intracellularly stained with 0.4 ug Anti-HUMAN KDM1B (67886-1-Ig, Clone:1E1A3) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).