

Nur für Forschungszwecke

# DARS Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:67930-1-Ig



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 67930-1-Ig	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC000629	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von1615 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> aspartyl-tRNA synthetase	<b>CloneNo.:</b> 3C5D3
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> aspartyl-tRNA synthetase	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:5000-1:50000 IF 1:200-1:800
<b>Isotyp:</b> IgG2b	<b>Berechnete Masse:</b> 57 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG7059	<b>Beobachtete Masse:</b> 50-57 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b>
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	<b>WB :</b> LNCaP-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, NIH/3T3- Zellen, RAW 264.7-Zellen
	<b>IF :</b> SH-SY5Y-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67930-1-Ig (DARS antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed SH-SY5Y cells using DARS antibody (67930-1-Ig, Clone: 3C5D3) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).