

Nur für Forschungszwecke

DNAJB4 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67966-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67966-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC034721	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 11080	GeneID (NCBI): 11080	CloneNo.: 1F3H7
Nanodrop;	Vollständiger Name: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 4	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 38 kDa	
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 38 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG3756		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: A549-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, Mausherzgewebe
Getestete Reaktivität: Hausschwein, Human, Kaninchen, Maus	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67966-1-Ig (DNAJB4 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 67966-1-Ig (DNAJB4 antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A431 cells using DNAJB4 antibody (67966-1-Ig, Clone: 1F3H7) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).