

Nur für Forschungszwecke

KCNA1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68008-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

68008-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 3736

Nanodrop;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG2a

Immunogen Katalognummer:

AG12563

GenBank-Zugangsnummer:

BC101733

GeneID (NCBI):

3736

Vollständiger Name:

potassium voltage-gated channel,
shaker-related subfamily, member 1
(episodic ataxia with myokymia)

Berechnete Masse:

495 aa, 56 kDa

Beobachtete Masse:

75 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

1D6B9

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:5000-1:50000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Hausschwein, Human, Kaninchen, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Hausschwein-Hirngewebe, Hausschwein-
Cerebellum-Gewebe, Kaninchen-Cerebellum-Gewebe,
Kaninchenhirngewebe, Maus-Cerebellum-Gewebe,
Maushirngewebe, Ratten-Cerebellum-Gewebe,
Rattenhirngewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68008-1-Ig (KCNA1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.