

GMEB2 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68010-1-Ig

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 68010-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC036305	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 26205	GeneID (NCBI): von 26205	CloneNo.: 2H10H8
Nanodrop;	Vollständiger Name: glucocorticoid modulatory element binding protein 2	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 530 aa, 56 kDa	
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 68 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG31393		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, MCF-7-Zellen, NIH/3T3-Zellen, PC-12-Zellen, RAW 264.7-Zellen

Hintergrundinformationen

GMEB-2 (glucocorticoid modulatory element-binding protein 2), also known as PIF79 (Parvovirus initiation factor p79) or P79PIF, is a DNA-binding protein that plays a crucial role in modulating transcription upon activation by steroid hormones. GMEB-2 is ubiquitously expressed with preferential expression in developmentally important tissues.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68010-1-Ig (GMEB2 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Beta Actin Monoclonal antibody (HRP-66009) as loading control.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68010-1-Ig (GMEB2 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Beta Actin Monoclonal antibody (HRP-66009) as loading control.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68010-1-Ig (GMEB2 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.