

Nur für Forschungszwecke

SMS Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68040-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

68040-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:

BC009898

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 6611

GeneID (NCBI):

6611

CloneNo.:

1G8E9

Nanodrop;

Vollständiger Name:

spermine synthase

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:5000-1:50000

Wirt:

Maus

Berechnete Masse:

366 aa, 41 kDa

IF 1:400-1:1600

Isotyp:

IgG1

Beobachtete Masse:

41 kDa

Immunogen Katalognummer:

AG8840

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

Positivkontrollen:

WB: A431-Zellen, HCT 116-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen

Getestete Reaktivität:

Human

IF: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68040-1-Ig (SMS antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using SMS antibody (68040-1-Ig, Clone: 1G8E9) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).