

Nur für Forschungszwecke

# Ferritin light chain Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 68068-1-Ig **2 Publikationen**

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 68068-1-Ig	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC008439	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-G-Reinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 2512 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 150000000	<b>CloneNo.:</b> 1F9F5
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> ferritin, light polypeptide	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
<b>Isotyp:</b> IgG1	<b>Berechnete Masse:</b> 19 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG20637	<b>Beobachtete Masse:</b> 18 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: A549-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, humanes Plazenta-Gewebe IHC: Maushirngewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Leberkarzinomgewebe, humanes Prostatakarzinomgewebe
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus	
<b>Zitierte Arten:</b> Human	

**Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

## Hintergrundinformationen

FTL belongs to the ferritin family. It stores iron in a soluble, non-toxic, readily available form. FTL is important for iron homeostasis. It plays a role in delivery of iron to cells. FTL mediates iron uptake in capsule cells of the developing kidney. Mutation of FTL will cause hereditary hyperferritinemia-cataract syndrome (HHCS) or neurodegeneration with brain iron accumulation type 3 (NBIA3). Ferritin light polypeptide (FTL) and ferritin heavy polypeptide (FTH1) were the main constituents the striatum and cerebellar cortex revealed.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Liqiu Li	35875069	Front Oncol	WB
Yoshiyuki Henning	35906211	Cell Death Dis	WB

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68068-1-Ig (Ferritin light chain antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 68068-1-Ig (Ferritin light chain antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 68068-1-Ig (Ferritin light chain antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).