

Nur für Forschungszwecke

P30 of ASFV Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:68134-1-Ig

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 68134-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: M96354	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 1000 µg/ml von22220322	GeneID (NCBI): 22220322	CloneNo.: 3B9E3
Nanodrop;	Vollständiger Name: Phosphoprotein p30	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:5000-1:50000
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 30 kDa	
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 35 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG31446		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Ag31446,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Recombinant protein of P30 of ASFV