

Nur für Forschungszwecke

ZMAT3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68346-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 68346-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC002896	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 64393	GeneID (NCBI): von 64393	CloneNo.: 2D2E7
Nanodrop;	Vollständiger Name: zinc finger, matrin type 3	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 32 kDa	
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: ~32 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG20552		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: COLO 320-Zellen, HEK-293-Zellen, HepG2-Zellen, hTERT-RPE1-Zellen, K-562-Zellen, U2OS-Zellen
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

ZMAT3 is a p53-induced zinc finger protein, and a role in the TP53-dependent growth regulatory pathway, contribute to TP53-mediated apoptosis by regulation of TP53 expression and translocation to the nucleus and nucleolus. Acts as a bona fide target gene of p53/TP53.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68346-1-Ig (ZMAT3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.