

Nur für Forschungszwecke

IFN alpha 2B Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 69016-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

69016-1-Ig

Größe:

100ug

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

HZ-1072

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

3440

Vollständiger Name:

interferon, alpha 2

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1E5C4

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Lyophilisierte Antikörper sind bei Lagerung zwischen (-20°C) und (-80°C) 1 Jahr ab Empfangsdatum stabil. Bei Rekonstitution empfehlen wir, die Lösung kurzfristig bei (4°C) oder langfristig bei (-20°C) bis (-80°C). Rekonstituierte Produkte sollten nicht wiederholt eingefroren und wieder aufgetaut werden.

Lagerungspuffer:

Sterile PBS.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

