

Nur für Forschungszwecke

# Phospho-p70 S6 kinase (Thr389) Rekombinanter Antikörper



Katalog-Nr.: 80021-1-RR

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

80021-1-RR

Größe:

100ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_003161

GeneID (NCBI):

6198

Vollständiger Name:

ribosomal protein S6 kinase, 70kDa,  
polypeptide 1

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

4C8

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

